

Pens

NovoPen 6 blau (1 Stück)

ArtNr: D55150B
PZN: 14412350
Hersteller: [Novo Nordisk Pharma GmbH](#)



92,30 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Wiederverwendbarer Insulinpen mit einer Dosis-Memoryfunktion (letzte 3 Monate/800 Injektionen)
- Dosierung in 1er Schritten von 1-60 Einheiten
- Verwendbar für Insuline von Novo Nordisk (3 ml Penfill)
- Daten können kabellos über NFC-Technology auf Smartphones, Tablets und Computer übertragen werden.
- Farben: silber, blau