

Pflege am Patienten



Histofreezer small Set zur Warzenentfernung

ArtNr: 54100699

112,24 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Zum leichteren Entfernen von Warzen erzielen Sie gute Erfolge mit dem Histofreezer.

- Bestehend aus einer Gas-Spraydose und Spezial-Watte-Applikatoren.
- Durch das Verdampfen des Gases wird eine Vereisung von minus 57 °C erreicht, welche durch den Applikator übertragen wird.
- Nach ca. 10 Tagen verfärbt sich die Epidermis und fällt ab, während sich darunter eine neue Hautschicht gebildet hat.
- Die unblutige Warzenentfernung wird mit gutem Erfolg durchgeführt.
- Set bestehend aus:
 - Sprühdose 170 ml
 - mit spitzen Applikatoren, ca. 2 mm Ø
 - Packung = 60 Applikatoren