


Wundversorgung



Cutiplast steril 7,2 x 5 cm (100 Stück)

ArtNr: 56000220

PZN: 02479656

35,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- zur Anwendung bei Schürf-, Schnitt- und post-operativen Wunden
- steriler Wundverband aus Vlies
- weich und anschmiegsam
- der besonders hautfreundliche Kleber ist auch für sensible Haut geeignet
- Wundpad mit spezieller Beschichtung, sorgt für einen atraumatischen Verbandwechsel und polstert die Wunde
- gute Aufnahmekapazität
- rundum klebender Verband schützt die Wunde vor Kontamination
- abgerundete Ecken minimieren unerwünschtes Aufrollen der Verbandecken
- Wundauflage: 2,5 cm x 4 cm
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Latexfrei
- Stück per Packung: 100