


Leuchten



GS900 Green Series, Behandlungsleuchte mit Rollstativ

ArtNr: 79020135
Hersteller: [Welch Allyn GmbH](http://www.welchallyn.com)
Hersteller Nr: 44902

1.936,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Große Behandlungsleuchte (Klein-OP)
- Sechs LEDs, hervorragende Lebensdauer, außergewöhnliche Manövrierbarkeit, nie dagewesene Spot-Qualität und verschiedene Montageoptionen
- Minimale Wärmeabstrahlung und hohe Farbtemperatur
- Geringerer Energieverbrauch
- Kein Austausch von Lampen
- Anzahl LEDs: 6 weiße LEDs
- Farbtemperatur: 5.500 K
- Lichtintensität bei Arbeitsabstand: 80.000 Lux bei 61 cm (24 Zoll), 65.000 Lux bei 100 cm (40 Zoll)
- Spot-Größe bei Arbeitsabstand: 28 cm bei 61 cm (24 Zoll), 23 cm bei 100 cm (40 Zoll)
- Reichweite Rollstativ: 95 cm (37,5 Zoll)
- Reichweite Wand: 175 cm (69 Zoll)
- Reichweite Decke: 175 cm (69 Zoll)
- Höhenverstellung Leuchtkörper Decke: 95 cm (37,4 Zoll)
- Montageoptionen: Rollstativ, Wandmontage, Deckenmontage
- Verlängerungsart: Selbsthaltendes Armsystem mit Gelenk
- Zubehöroptionen: Einmal-Schutzhülle: Art.nr. 52630 Länge: 22,86 cm (9 Zoll)
- Betriebszeit 50.000 Stunden
- Garantie 5 Jahre, beschränkt
- ideal für den Einsatz in den folgenden Umgebungen: Erstversorgungseinrichtungen, Notaufnahmen, Ambulanz, Dermatologie