

## Redon



### Redon Drains 50 cm Ch 16 (100 Stück)

ArtNr: 33031516  
Umkarton: 3 Packungen

**30,00 €**

zzgl. MwSt.

#### Beschreibung:

Redon-Drain für den Routine-Einsatz

- Röntgenkontrastgebender PVC-Schlauch
- Implantatgetestet nach USP XXIII
- Wechselperforation zur Verhinderung des Durchwachsens von Gewebe
- Längenmarkierungen erleichtern das routinemäßige, tägliche Vorziehen des Drains
- Großlumige Öffnungen zur Sekretaufnahme
- Einzeln steril verpackt
- Länge: 500 mm
- Perforation: 150 mm