

Leitungen



Injectomat-/Perfusionsleitung PE 150 cm Primed (200 Stück)

ArtNr: 17038203
Umkarton: 2 Packungen

120,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Infusionsleitungen zur Verwendung mit Spritzenpumpen

- Länge: 150 cm
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Luer-Lock
- Für neutrales Medikamentenverhalten, auch bei kritischen Medikamenten
- Durchmesser der Leitung: 1,0 x 2,0 mm
- Füllvolumen der Leitung ca. 0,8 ml je 1 m