

Desinfektion - Instrumente



Helipur H PLUS N 1 I Instrumentendesinfektion

ArtNr: 47001289

PZN: 08504929

15,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Desinfektion von thermolabilen Materialien
- flüssiges Konzentrat mit angenehmen Duft
- schonende Aufbereitung von flexiblen Endoskopen, Anästhesie-Zubehör, etc.
- umfassendes Wirkungsspektrum
- Bakterien (inkl. MRSA und TbB), Sporen und Pilze
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)
- sehr wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentration
- im Ultraschallbad einsetzbar
- formaldehydfrei
- Instrumentendesinfektion: ab 15 Minuten - 1,5 %
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Piktogramme und H-Sätze beachten.