

Kardiologie

CP 200, 12-Kanal EKG-Gerät



ArtNr: 79020070
Hersteller: [Welch Allyn GmbH](#)
Hersteller Nr: CP2-2G2

2.995,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- 12-Kanal-Ruhe-EKG mit präziser EKG-Vermessung (keine Interpretation)
- MEANS EKG-Interpretations-Software (Option) als "zweite Meinung"
- Alphanumerische Tastatur und LCD-Display erleichtern die Eingabe der Patientendaten
- Mit dem hoch auflösenden Thermodrucker erhalten Sie EKG-Reports im Standardformat und in dem für Sie gewohnten Layout
- Über die Hilfe-Funktion können Sie Lernprogramme für den Patienten aufrufen und Fragen zur Gerätebedienung beantworten.
- Standard-SD-Karten zur Speicherung einer fast unbegrenzten Anzahl EKGs oder Übertragung der Daten an die Welch Allyn CardioPerfect-Workstation Software, mit der Sie die Informationen auswerten und/oder an Ihr Arztpraxis-Programm weiterleiten können.
- EKG-Vorschau in Farbe zum leichteren Erkennen von kritischen Daten
- Funktionstasten für raschen Zugriff auf die typischen Bedienabläufe
- Speicherung von bis zu 50 EKGs und 50 Spirometrie-Tests: die Daten und Interpretationen können zu einem späteren Zeitpunkt überprüft und bearbeitet werden; oder setzen Sie SD-Karten für fast unbegrenzte Datenspeicherung ein.
- Programmierung sämtlicher Patientendaten am Arbeitsbeginn mit dem Untersuchungsplaner: so können Sie Ihre Zeit wichtigeren Dingen widmen
- Passwort-geschütztes Anmelden für Verwaltungsfunktionen: die HIPAA-Anforderungen werden voll erfüllt
- Lungenfunktionstests und MEANS EKG-Interpretations-Software als Optionen