

Redon



Redon Drains 80 cm, Ch 12 (100 Stück)

ArtNr: 33031612
Umkarton: 3 Packungen

35,10 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Redon-Drain für den Routine-Einsatz

- Röntgenkontrastgebender PVC-Schlauch
- Implantatgetestet nach USP XXIII
- Wechself perforation zur Verhinderung des Durchwachsens von Gewebe
- Längenmarkierungen erleichtern das routinemäßige, tägliche Vorziehen des Drains
- Großlumige Öffnungen zur Sekretaufnahme
- Einzeln steril verpackt
- Länge: 800 mm
- Perforation: 150 mm