


Sonstige OP-Bedarf



Optidynamic-Steigröhrchen Mediplast, für Lumbalpunktion NRFIT (20 Stück)

ArtNr: 19610011
Umkarton: 9 Packungen

54,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Gerät zur Messung des lumbalen Liquordruckes

- verbesserte dynamische Druckempfindlichkeit
- verbesserte Möglichkeit zur Erkennung von spinalen Abstraktionen
- einfache Bedienung
- das Manometer benötigt nur 0,05 ml/100 mm