


Venenverweilkanülen



Vasofix Safety 20 G rosa (50 Stück)

ArtNr: 16318029
PZN: 00198137
Umkarton: 4 Packungen

75,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Sicherheitsvenenverweilkanüle

- 20 G
- 1,10 x 33 mm
- Rosa
- Der Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen und sichert das Arbeiten nach den neuesten Richtlinien der BG.
- Der Sicherheitsmechanismus aktiviert sich automatisch und kann nicht umgangen werden.
- Die Vasofix Safety ist extrem dünnwandig, dadurch hohe Durchflussrate.
- Sicheres Einstechen durch speziellen Schliff und glatte Oberflächen
- Vier Röntgenkontraststreifen
- Abnehmbarer Lock- Verschlusskonus
- Lock-Ansatz
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Latexfrei