

Venenverweilkanülen



Surflo IV-Cath 18 G x 2 1/2, grün (50 Stück)

ArtNr: 16311821
PZN: 01433250
Umkarton: 4 Packungen
Hersteller: [Terumo Deutschland GmbH](#)
Hersteller Nr: SR-OX1864CF
Unverb. Preisempf.: 82,50 €

90,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Venenverweilkatheter
- 1,30 x 64 mm
- 18 G x 2 1/2
- schonend zur Vene
- zuverlässig und kontrollierbar
- perfekte Inzision
- sanfter Vorstoss ins Gefäß
- röntgendicht
- ein hydrophober Entlüftungsfiter dichtet bei Blutrückfluss die Blutfangkammer leckfrei ab
- grün