

Perfusionsbestecke



Surflo Perfusionsbestecke 22 G x 3/4, schwarz (50 Stück)

ArtNr:	16300022
PZN:	18060764
Umkarton:	10 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SV-22BL
Unverb. Preisempf.:	22,50 €

17,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Flügelkanüle zur Injektion, Infusion, Transfusion
- 0,70 x 19 mm
- 22 G x 3/4
- besonders dünnwandig
- für sicheren und einfachen intravenösen Zugang
- weiche, flexible Flügel
- spezielle Griffnoppen verhindern ein Verrutschen während der Punktion
- 30 cm Schlauch mit Luer-Lock-Ansatz
- einzeln steril verpackt
- schwarz