

Mäntel + Schürzen



Splash Coat, teilbeschichtet, hellgelb, 140 cm lang (10 Stück)

ArtNr: 50330100
Umkarton: 10 Packungen

10,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Schutzkittel
- Vorderseite und Ärmel aus blutdichtem High-Risk-Fiber
- Rückenteil aus sehr luftdurchlässigem Vliesstoff
- Mit Strickbündchen am Ärmel und Bindegürtel
- Großzügiger Schnitt
- Ideal für den Langzeiteinsatz im Nassbereich, wenn höchste Atmungsaktivität verlangt wird
- Materialprüfung nach EN14126
- z.B. als MRSA-Schutz-Kittel geeignet