

Sonstige Diagnostik

Mini Otoskop 3000 2,5V LED (schwarz) inkl. Batterien, mit 10 Allspec Einweg-Tips 4 mm

ArtNr: 79020095

90,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Otoskop mit solidem Metallgehäuse und kratzfesten Glaslinsen
- LED mit praktisch unbegrenzter Lebensdauer (bis zu 100.000 Stunden), kein Lampenwechsel nötig
- 3-fache Vergrößerung: das mehrfach vergütete Glas-Sichtfenster liefert randscharfe und verzerrungsfreie Bilder
- Fiber Optik Beleuchtung ermöglicht eine gleichmäßige, sehr helle Ausleuchtung und einen schattenfreien Blick auf Ohr und Tympanum
- LED liefert homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe für eine präzise Diagnose
- Farbtemperatur 3500K
- Farbwiedergabe-Index (CRI) > 97, speziell für Rottöne (R9) > 93 bei einem Skalenmaximum von 100
- stufenlose Helligkeitsregelung zwischen 100 % und 3 % mit Einfinger-Bedienung
- fest eingebautes, schwenkbares Sichtfenster, für leichtes Instrumentieren und Reinigen des Instrumentenkopfs
- integrierter Gebläseanschluss verhindert ungewollten Luftaustritt beim pneumatischen Trommelfelltest
- ohne Griff
- bedienbar mit allen aktuellen BETA Ladegriffen