

Zubehör Infusion



Kombistopfen Luer-Lock rot (100 Stück)

ArtNr:	34200009
PZN:	03460423
Umkarton:	20 Packungen
Hersteller:	Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	8501512

3,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- universell einsetzbarer Verschlusskonus
- zum sicheren Verschließen aller Luer / Luer-Lock-Ansätze
- kontaminationssicher durch versenkten Luer-Konus
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- rot
- steril