

## Katheter



### Tiemannkatheter Ch 10 (100 Stück)

ArtNr: 30000510  
PZN: 02099505  
Umkarton: 10 Packungen

**26,00 €**

zzgl. MwSt.

### Beschreibung:

- Blasenkatheter
- Ch 10
- effektive Länge: 36 cm
- Katheterisierung der männlichen Harnblase
- gebogen, geschlossen und abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- schwarz