


Zubehör Infusion



Mehrzweckklemme für Infusionszubehör RED GEKKO

ArtNr: 17998994

18,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Mehrzweckklemme / Rettungsklemme rot
- für Infusionsbeutel und Infusionsflaschen
- kann auch als Dialyse-Schlauchklemme genutzt werden
- fixierbar an beliebiger Halterung oder Kleidung
- rastet zuverlässig ein
- nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff aus Polyamid 6 mit 15 % Fiberglasanteil
- UV-fluoreszierende Farbe
- max. 8 kg Belastbarkeit
- Öffnungsweite der Mehrzweckklemme 39 mm
- desinfizierbar, autoklavierbar, spülmaschinentauglich, antimagnetisch
- formstabil bis 140° C
- Aufdrehhilfe für Luer-Lock-Anschlüsse
- Glas-Ampullen-Öffner 1 bis 20 ml-Ampullen
- passend für Bettgalgenhalterung (Pflegebett)