


Venenverweilkanülen



Vasofix IV-Kanülen 14G orange (2,20 x 50 mm) mit Injektionsventil (50 Stück)

ArtNr: 16318014
Umkarton: 4 Packungen

60,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Mit Zuspritzventil
- Flexibler Katheter aus FEP Teflon
- Sanfter, gratfreier Übergang von Katheter zu Kanüle
- Mit Luer Lock-Ansatz
- Transparent
- Mit Stopfen und Röntgen-Kontrollstreifen
- Einzeln steril eingesiegelt