

## Zubehör Infusion



### Minispike steril Braun + Belüftung (50 Stück)

ArtNr: 17991300

PZN: 07423488

**42,50 €**

zzgl. MwSt.

### Beschreibung:

- Entnahme- und Zuspritzspike für Mehrdosenbehälter
- Leichte Entnahme und Zugabe von Arzneimittel durch optimalen Druckausgleich.
- Reduziertes Kontaminationsrisiko bei der Entnahme und Präparation durch den integrierten bakterienretentiven 0,45µm BelüftungsfILTER.
- Leichtes Arbeiten und verbesserte Hygiene bei der Mehrfachentnahme aus Mehrdosenbehältern, durch grünen, dicht schließenden Schnappdeckel und geschützten Luer-Lock- Anschluss.