

Urinbeutel



Urosid Urindrainagebeutel 2000 ml 90 cm Schlauch, steril

ArtNr:	20900412
PZN:	04530060
Hersteller:	Asid Bonz GmbH

6,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- geschlossenes Urindrainagesystem mit Urinprobeentnahmestelle am Universalstufenkonnektor
- extra große Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre
- Urinbeutelhalter mit zusätzlicher Kordel und Einhängeöse
- waargerechtes Kreuzventil für einfachen Einhandablass
- hydrophob beschichtete Mikrofilter
- flexibler und knickstabiler Schlauch mit Bettuchklemme
- bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- steril
- latexfrei
- Volumen: 2.000 ml
- Schlauchlänge: 90 cm