

Sonstige Diagnostik



Heine Standard F.O. 4 NT Laryngoskopgriff komplett mit Ladebatterie, LED-Technologie

ArtNr: 79020085

256,14 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Laryngoskopgriff mit Griffhülse und Laryngoskopeinschub mit LED-Technologie
- homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe für eine präzise Darstellung (rot ist rot, blau ist blau)
- maximale Helligkeit bei konstanter Intensität
- Farbtemperatur: typisch 5 200 K
- sobald die Ladebatterien einen niedrigen Ladezustand erreichen, gibt der LED-Griff elektronisch ein sichtbares Signal
- durch schrittweise Reduzierung der Helligkeit (Fade-out-Funktion) macht der LED-Griff den Nutzer darauf aufmerksam, dass die Batterien ersetzt oder der Griff aufgeladen werden muss
- kompatibel mit allen Spateln nach ISO 7376 (Grüner Standard)
- HEINE Standard Laryngoskopgriffe können von Batterie- zu Ladegriffen durch einfachen Tausch der Bodeneinheit umgerüstet werden