

Zubehör Infusion



Multi-Infusions-Spüllösung-Halterung blau m.,. Körbchen

ArtNr: 17998995

5,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Multi-Infusionshalterung aus Polypropylen (PP 05) zur Aufhängung unterschiedlicher Arten von Flaschen, Beutel und Spülbeutel an Infusionsständern oder direkt am Bettgalgen diverser Pflegebetten.
- Standardfarbe blau RAL 5015
- Lieferung incl. seitlichem Körbchen
- max. 8 kg Belastbarkeit
- hergestellt für Infusionsflaschen und Beutel
- desinfizierbar und MRT-tauglich
- mit einem seitlichem Körbchen
- Klein-Glasflaschen 50/100 ml und 250 bis 1000 ml Glasflaschen
- Sonden-Nahrungen in Flaschen und Beutel bis 1500 ml
- Mehrkammerbeutel (AIO) parenterale Ernährung (PE) bis 2500 ml
- mit Haken für Infusionsbeutel, Nahrungsbeutel und Spüllösungsbeutel 1500, 3000 und 5000 ml
- mit angestochenem Infusionsbesteck einsetzbar
- mit Bettgalgenhalterung (Pflegebett) und Tragegriff