

Lanzetten



Accu-Chek Safe-T-Pro Plus (200 Stück)

ArtNr: D25152
PZN: 01754184
Hersteller: [Roche Deutschland GmbH](http://www.roche.de)
Unverb. Preisempf.: 31,01 €

27,65 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- sterile Einmalstechhilfe mit drei wählbaren Einstechtiefen
- für Klinik und Praxis
- Einstichtiefe wählbar: 1,3 mm. 1,8 mm oder 2,3 mm
- Stück per Packung: 200