

Blutzuckermessgeräte



Blutzuckermessgerät Accu-Chek Guide mmol/l (1 Set)

ArtNr: D35199
PZN: 11664938
Hersteller: [Roche Deutschland GmbH](http://Roche%20Deutschland%20GmbH)
Unverb. Preisempf.: 16,80 €

13,40 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Smart und einfach praktisch
- Meßzeit: 4 Sekunden
- Blutmenge: 0,6 µl
- Speicherung von 720 Blutzuckermesswerten und 32 Kontrollmessungen
- Maße: 80 x 47 x 20 mm
- Codierfrei
- mg/dl: bei Bestellung
- Smarte Dose: Kein verschütten der Teststreifen - einfaches Entnehmen GENAU eines Teststreifens
- Große und saugstarke Auftragsfläche
- Auswurf gebrauchter Teststreifen aus dem Messgerät per Knopfdruck
- Helles Display und Teststreifenbeleuchtung
- Integriertes Tagebuch, Durchschnitte und Mustererkennung
- Übertragung der Ergebnisse an die Accu-Chek Connect App auf Ihrem Smartphone mittels drahtloser Technologie. Die Daten werden in der Cloud gespeichert; über das Accu-Chek Connect Online System kann online auf die Daten zugegriffen werden.
- Inhalt: Blutzuckermessgerät, Fastclix Stechhilfe, Fastclix Lanzetten (1 Trommel), 10 Teststreifen, Etui, Gebrauchsanweisung
- Maximale Abgabemenge pro Person: 2 Stück (s. AGB)