

Kompressen



ES-Kompressen unsteril 5 x 5 cm (100 Stück)

ArtNr:	54100020
PZN:	01447157
Umkarton:	30 Packungen
Hersteller:	Paul Hartmann AG
Hersteller Nr:	401 821
Unverb. Preisempf.:	2,94 €

3,94 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- aus Verbandmull
- EN 14079-VM17
- 17-fädig
- mit eingeschlagenen Schnittkanten
- 8-fach