

Leuchten



GS300 Green Series LED Untersuchungsleuchte mit Tisch- /Wandbefestigung

ArtNr: 79020124
Hersteller: [Welch Allyn GmbH](#)
Hersteller Nr: 44412

272,10 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Allgemeine Untersuchungsleuchte
- Perfekte Kombination aus intensiver Lichtleistung und kühlem Betrieb in einem kompakten Design
- Erschwinglicher Preis und solide Leistung
- Geringerer Energieverbrauch
- Kein Austausch von Lampen
- Anzahl LEDs: 1 weiße LED
- Farbtemperatur: 5.500 K
- Lichtintensität bei Arbeitsabstand: 20.000 Lux bei 30 cm, 15.000 Lux bei 50 cm
- Spot-Größe bei Arbeitsabstand: 16 cm bei 30 cm, 15 cm bei 50 cm
- Reichweite Rollstativ: 79 cm
- Reichweite Wand: 79 cm
- Bedienfunktionen: Berührungslos Ein/Aus
- Montageoptionen: Tisch/Wand
- Verlängerungsart: Flexarm
- Betriebszeit: 50.000 Stunden
- Garantie: 5 Jahre, beschränkt
- ideal für den Einsatz in den folgenden Umgebungen: Erstversorgungseinrichtungen, Notaufnahmen, Ambulanz, Dermatologie