

Blutzuckerteststreifen



Blutzuckerteststreifen alphacheck professional (50 Stück)

ArtNr: D40326
PZN: 09208529

20,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die alphacheck professional Teststreifen sind handlich und bieten akkurate Messergebnisse durch das besondere, automatische Kodieren.

- die benötigte geringe Blutmenge wird automatisch in den alphacheck professional Teststreifen eingesogen
- unhygienisches Blutverschmieren wird so vermieden

Daten:

- 5 Sekunden Messzeit
- 0,5 µl Blutprobe
- Lagertemperatur: 8-30°C