

Zubehör Infusion



BD PosiFlush XS Spülsystem 10 ml 0,9 % NaCl Spritze (240 Stück)

ArtNr: 10234211

PZN: 06149973

275,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Gebrauchsfertiges Spülsystem zum Spülen intravenöser Katheter.

- 10 ml-Spritze, vorgefüllt mit 10 ml Kochsalzlösung (NaCl 0,9 %)
- 0,5 ml Graduierung
- Luer-Lok
- latexfrei
- zur Anwendung im sterilen Feld, da innen und außen steril