

Dreiteilige Spritzen



Chirana Spritzen 1 ml, 3-teilig, Luer, mit Spardorn (100 Stück)

ArtNr: 10070506
PZN: 11608928
Umkarton: 20 Packungen

8,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- einzeln steril verpackt
- 3-teilig
- ergonomisches Design
- ruhiger Lauf
- hochtransparenter Schaft
- schwarze erweiterte Graduierung
- gut ablesbar
- aus Polypropylen, Polyethylen und Synthesekautschuk
- pyrogenfrei
- latexfrei
- DEHP-frei
- PVC-frei