

Pflege am Patienten



Kalt-Warm-Kompresse V 7,5 x 35 cm transparent

ArtNr: 69710075
PZN: 14175559
Umkarton: 12 Packungen

1,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die preiswerte, flexible Mehrfachkompressse besteht aus einem mit Gel gefüllten Folienbeutel.

- Speichert Kälte oder Wärme. Ideal bei Verstauchungen, Prellungen, Zerrungen oder Schwellungen.
- Vor der Anwendung im Hitzebad oder Mikrowelle erwärmen oder im Kühlfach kühlen.